


Sistema de diagnóstico CardioSoft Visor de ECG

Solución eficiente para visualización, edición y archivado de datos de ECG.

El visor de ECG del sistema de diagnóstico CardioSoft® transforma su electrocardiógrafos de reposo MAC® de GE en un sistema de almacenamiento electrónico que organiza sus ECG de forma eficiente y facilita el acceso para visualización, edición y archivado de ECG.

- Estación de trabajo de revisión de procedimientos completa y fácil de usar que mejora el flujo de trabajo de los sistemas de ECG.
- Acceso a una amplia gama de herramientas analíticas, que incluyen calibradores, visualización de mediana, revisión de arritmias, vectores y mediciones de derivaciones para una revisión detallada de los datos de pruebas de ECG.
- Acceso rápido a miles de pacientes y procedimientos mediante la base de datos de pacientes con capacidad de búsqueda.
- Compatible con la mayoría de los PC que funcionan con Windows® y redes de área local (LAN), rentabilizando al máximo su inversión informática existente.
- Ampliable para ajustarse a los requisitos de crecimiento de su consulta, permite añadir procedimientos clínicos y capacidades de exportación conforme los necesita.





Especificaciones del ordenador

Microprocesador	Mínimo: Procesador "Pentium 4 Class" 1.6 GHz (Windows XP Professional); Procesador "Pentium 4 Class" 2 GHz (Windows 7 Professional)
RAM	Mínimo: 512 MB (Windows XP Professional); 1 GB (Windows 7 Professional)
Disco duro	Mínimo: 20 GB (en función del número de pruebas que deban guardarse); 4 GB de memoria libre
Instalación del programa	Unidad de CD-ROM
Puntero	Ratón
Adaptador de gráficos	Mínimo: SVGA 1024 x 768 Recomendado: SXGA 1280 x 1024
Interfaces	Mínimo: 2 puertos USB, CD-RW, tarjeta SD, tarjeta de interfaz de red (recomendada), RS232 de serie para cada aparato que usa este tipo de interfaz
Sistema operativo	Windows XP/Professional SP3; Windows 7 Professional (32 bit y 64 bit, con SP1);
Impresora	HP P3015dn (GE Healthcare no tiene en venta esta impresora en todas las regiones. Confirme la disponibilidad con su representante local de GE)
Programas adicionales para exportaciones	Microsoft® Word y Excel® (opcional)
Red LAN de conexión	Inalámbrica: 802.11G (opcional) interfaz TCP/IP
Citrix®	GE Healthcare no vende, instala ni ofrece servicio técnico para la aplicación informática Citrix

GE Healthcare
P.O. Box 900, FIN-00031 GE, Finlandia
GE Direct Spain: +34 (0)900 993620

www.gehealthcare.com

España
C/ Gobelos 35-37
28023 Madrid
T: +34 916632500
F: +34 916632501

©2012 General Electric Company - Todos los derechos reservados.

General Electric Company se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y características indicadas en este documento, o interrumpir la fabricación del producto descrito, en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna.

*GE, el monograma de GE, CardioSoft, CASE, Marquette, 12SL, MAC y MUSE son marcas registradas de General Electric Company.

GE Healthcare, una división de General Electric Company.

Citrix es una marca registrada de Citrix Systems, Inc.

HP LaserJet es una marca registrada de Hewlett-Packard Company.

Microsoft, Excel, Word, Windows y Windows Server son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Pentium es una marca registrada de Intel Corporation.



GE imagination at work

EMEA DOC1144876 5/12
(EMEA English DOC1072611)