

Welch Allyn®

Aneroides de activación Gold Series DS66

Confiabilidad insuperable con un exclusivo diseño de liberación de la activación y tecnología de material DuraShock™ libre de equipos.

Este innovador indicador cuenta con una válvula de liberación de aire de activación suave y un diseño ergonómico con insertos plásticos blandos en puntos de contacto clave para una mayor comodidad y facilidad de operación. Con la tecnología DuraShock libre de equipos, se puede contar con el diseño robusto del Aneroides de activación DS66 para que permanezca calibrado durante más tiempo que los aneroides tradicionales, lo que ofrece lecturas más precisas con el paso del tiempo y un menor costo de vida útil, además de que ayuda a mejorar las eficiencias prácticas y sus resultados finales.

Características

- **Tecnología DuraShock sin equipos**
- **Precisión certificada de +/- 3 mmHg**
- **Confiabilidad insuperable con un exclusivo diseño de liberación de activación**
- **Soporta una caída de 30"**
- **Movimiento adornado para una larga vida útil**
- **Esfera grabada con láser para mayor precisión**
- **Garantía de calibración de 15 años**
- **Cómodo agarre suave y válvula de desinflado de la activación para su operación sencilla con un solo dedo**
- **Sin látex por seguridad**



