



Simplicidad en tus manos

El Vivo 3 es un ventilador Bi-nivel de nueva generación diseñado para un soporte respiratorio - tanto invasivo y no invasivo - personalizado y cómodo para pacientes sin soporte vital con insuficiencia respiratoria crónica. El intuitivo interfase asegura un uso fácil. Una lógica selección de modos y unas extensas capacidades de monitorización permiten una gran flexibilidad, haciendo del ventilador una perfecta elección para una gran variedad de pacientes.

Ver también el catálogo de producto del Vivo 1 y Vivo 2.



COMPACTO

- Una Plataforma - Tres Modelos
- Ligero de peso y Compacto
- Humidificador Integrado
- Batería Interna 4h



CONECTADO

- Preparado para la Solución BREAS EveryWare
- Lógicas opciones de sincronización
- Conectividad via opciones Bluetooth/Wi-Fi y 3G
- Descarga de datos resumen y detallado
- Inteligentes funciones de notificación



ADAPTABLE

- Amplio rango de Modos
- Adulto y pediátrico (> 10Kg)
- Intuitiva Interfase
- Gran información datos de terapia
- Adecuado para su uso en hospital y domicilio
- Monitorización más cercana con el módulo BREAS accesorios



Vivo 3 Especificaciones Técnicas

Ajustes/Funcionamiento	
Modos Ventilatorios	PSV, CPAP, S, S/T, T, Tgv
Modos Equipo	Domicilio, Clínico
Presión Inspiratoria	4-40 cm H ₂ O
EPAP	2-20 cm H ₂ O
CPAP	4-20 cm H ₂ O
Frecuencia Respiratoria	0-40 rpm
Tiempo Inspiratorio	0.3-3 s
Tiempo de Subida	1-9
Trigger Inspiratorio	1-9
Trigger Expiratorio	1-9
Tiempo Inspiratorio Mínimo	Off, 0.3-3s
Tiempo Inspiratorio Máximo	Off, 0.3-3s
Volumen Asegurado	100-1500ml
Rampa de Subida	Off, 10-60 min
Rampa de Bajada	Off, 10-60 min
Presión de Rampa	2-20 cm H ₂ O
Humidificador	Off, 1-5
Temperatura circuito Calefactado	Off, 1-5
Monitor	
Datos monitorizados	Ppico, EPAP, FUGA, VMe, Vte, % TgV, Fre. Total, I:e, Frec. Espontanea, %Espontanea, Tiempo Inspiratorio, Tiempo de Subida, SpO ₂
Fuente de Alimentación	
alimentación eléctrica	100 - 240 V AC
DC Externa	24 V DC
Alarmas	
Alarmas	Alta Presión, Baja Presión, Alta Frec. Respirat., Baja Frec. Respirat., VM Alto, VM Bajo, Reinhalación, Desconexión, Alta EPAP, Baja EPAP, Obstrucción, Apnea, Baja Frec. Pulso, Alta Frec. Pulso, Baja SpO ₂ , Alta SpO ₂
Dimensiones	
Ancho x Alto x Profundo	250 x 300 x 250 mm
Peso	1.8 kg
Nivel sonoro (a 10 cmH ₂ O de presión constante)	30dB(A)

Uso Previsto:

Vivo 3 está indicado para ofrecer ventilación invasiva o no invasiva a pacientes por encima de 10kg (22lbs) que requieran soporte a largo plazo o ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria o fallo respiratorio, con o sin apnea obstructiva del sueño. Vivo 3 está previsto para pacientes con respiración espontánea.